

AIR-FLOW[®] handy PERIO


→ ПРОФИЛАКТИКА ПОДДЕСНЕВЫХ ОБЛАСТЕЙ



EMS⁺
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS

**ОРИГИНАЛЬНЫЙ
МЕТОД
AIR-FLOW®**

© EMS SA FA-305/RU Редакция 07/2009



Биопленка, в которой различные бактерии образуют симбиоз, - защита снаружи, беззаботная жизнь в полости рта.

БИОПЛЕНКА

→ ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

- > Микроорганизмы обосновываются на новом месте и размножаются – место размножения формирует собственную защиту – бактерии перемещаются и захватывают новые зоны
- > Биопленка защищает бактерии от фармацевтических препаратов
- > Иммунная система организма бессильна – в качестве самообороны инициируется процесс разрушения кости, чтобы избежать внедрения бактерий
- > Имплантаты в той же мере подвержены действию биопленки – периимплантит приводит к потере имплантатов

ПРОФИЛАКТИКА ПОДДЕСНЕВЫХ ОБЛАСТЕЙ


→ БОРЬБА С БИОПЛЕНКОЙ

- > Удаление биопленки распыляющим наконечником PERIO, оснащенным носиком PERIO-FLOW®, с использованием порошка AIR-FLOW® Perio, до основания пародонтальных карманов

PERIO-FLOW® с носиком для поддесневого применения

3 горизонтальных выходных отверстия в носике для смеси порошка с воздухом

1 вертикальное выходное отверстие в носике для воды



AIR-FLOW®
УНИЧТОЖАЕТ
БИОПЛЕНКУ
ems-swissquality.com



ОРИГИНАЛЬНЫЙ МЕТОД AIR-FLOW®

→ ПОДДЕСНЕВЫЕ ОБЛАСТИ

- > Уникальный распыляющий наконечник PERIO, оснащенный одноразовым носиком PERIO-FLOW®, разработан специально для борьбы с поддесневой биопленкой



AIR-FLOW® PERIO

Размер гранул ~ 25 мкм, гранулы особо гладкие и мелкие

EMS-SWISSQUALITY.COM

Обращайтесь к нам по адресу welcome@ems-ch.com