

# SWISS MASTER LIGHT®

[WWW.EMS-SWISSQUALITY.COM](http://WWW.EMS-SWISSQUALITY.COM)

EMS  
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S.A.  
Chemin de la Vuarpillière 31  
CH-1260 Nyon  
SWITZERLAND

Tel. +41 22 99 44 700  
Fax +41 22 99 44 701  
welcome@ems-ch.com  
www.ems-dent.com

EMS ITALIA S.P.A  
VIA FARAVELLI 5  
I-20149 MILANO  
ITALIA

TEL. +39 02 3453 8111  
FAX +39 02 3453 2778  
dental@ems-italia.it

**EMS**   
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS

SWISS MASTER LIGHT®  
ONE SHOT POWER LIGHT

# SWISS MASTER LIGHT®

LAMPADA ALOGENA



## → POLIMERIZZA TUTTI I COMPOSITI

> Nuova tecnologia alogena che produce un'ampia gamma di onde pienamente compatibile con tutti i compositi esistenti.

## → SBIANCAMENTO


## → PROGRAMMAZIONE PERSONALIZZABILE

> 3 programmi preimpostati piu' 2 modificabili in base alla tipologia di intervento.



## → PUNTALE EXTRA LARGO

> Grazie all'ampio diametro del puntale luminoso di ben 11mm, consente in una sola applicazione la polimerizzazione dell'intero molare con grosso risparmio di tempo.



SWISS MASTER LIGHT® > 11 mm Ø = 1 applicazione  
LAMPADINE CONVENZIONALI > 6-8 mm Ø = 4 applicazioni

**POTENTE  
RAPIDA  
AFFIDABILE  
QUALITA'  
SVIZZERA**

## → ALTISSIME PRESTAZIONI

> 6 volte piu' potente rispetto ad una lampada alogena classica - 3000 mW/cm<sup>2</sup>, grazie al nuovo sistema di raffreddamento ad acqua.

> Silenziosa e inodore.

