



A
DS-001A

P
DS-011A

PS
DS-016A

PL3
DS-032A

CHECK IT →

WWW.EMS-SWISSQUALITY.CH

TESTER DI CONTROLLO DELLO STRUMENTO PIEZON® →

**ANCHE I MIGLIORI STRUMENTI A ULTRASUONI SONO
SOGGETTI A UNA NORMALE USURA**

- > 2 mm più corto = 50% in meno di rendimento

**UNA REGOLARE SOSTITUZIONE GARANTISCE
UN'EFFICACIA DI TRATTAMENTO RICONTRABILE**

- > Semplice rimozione del tartaro = risparmio di tempo
- > Meno sforzi durante il trattamento =
più comfort per l'operatore
- > Delicatezza sui tessuti = comfort per il paziente

**APPOGGIARE LA PUNTA SULLO SCHEMA
PER CONTROLLARE LO STRUMENTO →**

