

PIEZON®

V-

CLASS

EMS⁺

ORIGINAL PIEZON® V-CLASS
NUOVO STANDARD



**LE IMITAZIONI
NON PAGANO**

- > Durata della vita sensibilmente più breve, non compensata dalla convenienza del prezzo
- > Usura molto più rapida e risultati di trattamento di qualità inferiore
 - > EMS non si assume nessuna responsabilità per l'uso di punte di imitazione o di strumenti di terzi

**NOVITÀ →
EMS SWISS
INSTRUMENT
V-PS**

- > Adatto al 90% delle operazioni di detartrasi



- > Precisione assoluta negli ultimi 2 mm della punta dello strumento



- > Forma conica e filetto breve



- > Punta estremamente sottile

ORIGINAL PIEZON® V-CLASS
NUOVO STANDARD

NOVITÀ → ORIGINAL PIEZON® V-CLASS

**GLI EMS SWISS V-INSTRUMENTS^{PM}
E I MANIPOLI V DEFINISCONO
I NUOVI STANDARD
NELLA DETARTRASI**

- TRASMISSIONE OTTIMALE DELL'ENERGIA
- FACILE UTILIZZO
- USURA RIDOTTA

**NUOVO STANDARD
DI ECCELLENZA**

V-CLASS INSTRUMENTS^{PM}

→ FORMA ESCLUSIVA


EMS SWISS V-INSTRUMENTS^{PM}
PER PRECISIONE, EFFICIENZA, RAPIDITÀ
E DURATA OTTIMALI

RAPIDITÀ E SICUREZZA

> Forma conica per una maggiore ergonomia. Il filetto della punta e il sonotrodo si incastrano automaticamente: basta una mezza rotazione e la punta si inserisce in modo stabile e sicuro. ADESIONE PERFETTA!

DURATA

> Forma conica per una minore usura del filetto e un significativo miglioramento della durata di vita in studio - Collegamento a tenuta stagna garantita tra la punta e il manipolo
> Realizzato con leghe speciali per una migliore e prolungata durata operativa



PRECISIONE ED EFFICIENZA

> Forma conica del filetto della punta e del sonotrodo per un'aderenza assoluta tra lo strumento e il manipolo - L'energia dell'azionamento piezoceramico viene trasmessa in modo ottimale alla punta

> **L'esclusivo design V-Class amplia la superficie di contatto tra il sonotrodo e il manipolo**

> La massima semplicità di manutenzione e pulizia è un altro eccellente punto di forza del design V – sia il sonotrodo conico che le punte hanno forme del filetto corte e robuste





PUNTA V-A

> Per la rimozione di depositi sopragengivali in tutti i quadranti



PUNTA V-B

> Per la rimozione di depositi sopragengivali in tutti i quadranti



PUNTA V-P

> Per la rimozione di concrezioni sopragengivali e sottogengivali in tutti i quadranti



PUNTA V-PS

> Per la rimozione di concrezioni anche da tasche parodontali profonde in tutti i quadranti



PUNTA V-PL1

> Punta con curvatura a sinistra per l'asportazione di frammenti a livello parodontale - adatta per le superfici interprossimali difficilmente raggiungibili



PUNTA V-PL2

> Punta con curvatura a destra per l'asportazione di frammenti a livello parodontale - adatta per le superfici interprossimali difficilmente raggiungibili



PUNTA V-PL3

> Punta per la pulizia e la disinfezione delle tasche parodontali - adatta in caso di controlli e richiami



> La brochure sull'esclusiva tecnologia NO PAIN è disponibile sul sito ems-swissquality.com



PUNTA V-PL4

> Punta con curvatura a sinistra con pallina [Ø 0,8 mm] sulla punta dello strumento per l'asportazione di frammenti a livello parodontale nelle forcazioni e nelle concavità



PUNTA V-PL5

> Punta con curvatura a destra con pallina [Ø 0,8 mm] sulla punta dello strumento per l'asportazione di frammenti a livello parodontale nelle forcazioni e nelle concavità



PUNTA V-RT1

> Punta con rivestimento diamantato per la localizzazione dell'accesso canalare e la rimozione delle calcificazioni nel terzo coronale del sistema dei canali radicolari



PUNTA V-RT2

> Punta con rivestimento diamantato per la rimozione di sporgenze e altri ostacoli, per esempio durante la rimozione di punte rotte



ENDOCHUCK V-180°

> Da utilizzare con punte RT3, Berutti e RE2



ENDOCHUCK V-120°

> Per un utilizzo flessibile di differenti tipi di lime endodontiche, adatto in particolare per i settori anteriori e premolari. Adatto anche per le punte RT3, RE2, Berutti ed ESI



ENDOCHUCK V-90°

> Per un utilizzo flessibile di differenti tipi di lime endodontiche, comprese punte ESI. Adatto in particolare per il settore molare

EMS SWISS V-INSTRUMENTS^{PM} → DOTAZIONE STANDARD CON LA NUOVA GENERAZIONE AIR-FLOW MASTER PIEZON®, PIEZON® MASTER 700, miniMASTER® LED O DISPONIBILI COME COMPLEMENTI

METODO ORIGINAL PIEZON® → NUOVA GENERAZIONE

ORA IN COMBINAZIONE CON EMS SWISS V-INSTRUMENTS^{PM}
E I V-MANIPOLI



AIR-FLOW MASTER PIEZON®

> Original Air-Flow® e Piezon® in un'unica soluzione



PIEZON® MASTER 700

> Original Piezon® con tecnologia NO PAIN



miniMaster® LED

> Power Pack Original Piezon®

COMPLEMENTI PIEZON® V-CLASS → COMPLETI, SEMPLICI

PER TUTTI I PRODOTTI AIR-FLOW MASTER PIEZON®,
PIEZON® MASTER 700 E miniMASTER® LED DISPONIBILI



> EMS Swiss V-Instruments^{PM} A, P, e PS inclusa CombiTorque® nella Steribox



> Manipolo V LED Original Piezon®



EMS-SWISSQUALITY.COM

EMS
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA
Chemin de la Vuarpillière 31
CH-1260 Nyon

Tel. +41 22 99 44 700
Fax +41 22 99 44 701
welcome@ems-ch.com
www.ems-dent.com

EMS ITALIA S.P.A.
Via Faravelli 5
I-20149 Milano

Tel. +39 02 3453 8111
Fax +39 02 3453 2778
dental@ems-italia.it