

# SWISS LITHOPUMP®

→ PER TUTTI GLI APPARECCHI LITHOCLAST®



**PRINCIPIO  
VENTURI**

# PERFETTAMENTE ADATTABILE → PER TUTTE LE PROCEDURE ENDOSCOPICHE DI LITOTRISSIA CON ASPIRAZIONE SICUREZZA INTRINSECA ED ULTRA SILENZIOSA

## SICUREZZA INTRINSECA ED ULTRA SILENZIOSA

- > Funziona con aria compressa (principio di venturi/no elettricità)

## FACILE DA USARE

- > E' sufficiente collegarla al tubo di connessione aria compressa del Swiss LithoClas<sup>®</sup>

## PULITA ED IGIENICA

- > Doppio filtro per la ritenzione dei batteri, per una maggiore prevenzione
- > Minimo consumo di aria grazie al circuito pneumatico di autocontrollo

## SWISS LITHOPUMP<sup>®</sup>

L'unita' base include il tubo di connessione aria compressa, filtri ed i tubi di connessione **FT-184\***

- > Swiss LithoPump<sup>®</sup> con Swiss LithoClas<sup>®</sup> Master



## ACCESSORI

Filtri di protezione (10 x) **DT-096**

Borse di raccolta monouso 2lt (25 x) **DT-097**

Set 2 vasi di raccolta 2lt riutilizzabili **EP-035**

Vaso di raccolta autoclavabile **EP-036**

Vaso di raccolta riutilizzabile **EP-037**

(per le borse monouso)

Porta morsa **EP-038**

Valvola di "troppo pieno" **EG-088**

Carrello **DW-031**



EMS ITALIA SPA  
Via Faravelli, 5  
20149 Milano

Tel. 02 - 3453.8075  
Fax. 02 - 3453.1724  
medical@ems-italia.it  
www.ems-medical.com

**EMS**   
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS